

PretzelFlex-Retraktor

Der PretzelFlex ist der erste wiederverwendbare Organ- und Gewebetraktor für die Verwendung in der minimal-invasiven Chirurgie.

Verbesserter Zugang zur Operationsstelle sowie freie Sicht werden durch dieses neuartige Instrument möglich. Der schmale Schaft kann durch einen 3mm-Trokar oder einen 5mm-Trokar eingeführt werden, im Abdomen wird das Instrument in die innovative Brezel-Form gebogen.

Weitere Vorteile auf einen Blick:

- Beeindruckende Stärke und Stabilität, um auch große Organe oder Gewebemengen zu halten - ideal für die Adipositas-Chirurgie
- Leicht durch einen 3mm- oder 5mm-Zugang einzubringen
- Präzise gefertigt, um Festigkeit und Form zu garantieren
- Platzbedarf für das Instrument im Abdomen ist minimal



BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Verpackungseinheit
PRETZELFLEX-RETRAKTOR			
SHR7001	PretzelFlex-Retraktor	5 mm	1 Stück
SHR7301	PretzelFlex-Retraktor	3 mm	1 Stück